


## راهنمایی برای نمونه‌گیری ادرار و یا کشت ادرار از اطفال



## راهنمایی برای نمونه‌گیری ادرار و یا کشت ادرار از اطفال

\* محل خروج ادرار کاملاً با آب و صابون شسته شود. سپس کاملاً با آب معمولی

شستشو دهید

\* کیسه ادراری متناسب با جنس کودک تهیه نموده بازکرده و به‌طور پاکیزه روی

محل قرار داده شود

\* هر کیسه ادراری حداکثر ۴۵ دقیقه می‌تواند به مجاری خروجی ادرار متصل باشد

\* چنانچه کودک را حمام برده و سپس این کار را انجام دهید بهتر است

\* در هنگام خواب راحت‌تر می‌توان به طفل کیسه وصل نمود حدود ۱۰ الی ۱۵ سی

سی ادرار که در کیسه جمع شود سر آن را تا کرده تا بسته شود

\* سریعاً به آزمایشگاه بیاورید و چنانچه به ما دسترسی نداشتید آن را در یخچال قرار

داده و حداکثر ۶ ساعت بعد به آزمایشگاه بیاورید

\* لطفاً فراموش نشود، کیسه ادراری دارای برچسب نام و نوع آزمایش باشد