

• دستگاه را خاموش کنید.

• شانه را از دستگاه جدا کنید و جهت

شستشو به خدمات بدهید.

• زمانسنج و شانه را به پرستار تحویل

دهید.



نحوه استفاده از شانه:

• پرستار نحوه کار با دستگاه را به شما آموزش می دهد.

• پس از شستشوی کامل شانه توسط پرسنل خدمات، نحوه صحیح جایگزین کردن شانه توسط پرستار به شما آموزش داده می شود.

• زمانسنج توسط پرستار تنظیم می شود.

• نحوه استفاده از دستگاه مانند شانه کردن عادی می باشد.

• همزمان با روشن کردن دستگاه، زمانسنج را روشن کنید.

• در مدت زمان تعیین شده به شانه کردن مو ادامه دهید، پس از اتمام زمان، زمانسنج شروع به بوق زدن می کند.

نور درمانی استفاده از تابش

اشعه ماوراء بنفش برای درمان بیماری های پوست می باشد.

استفاده از شانه نور درمانی برای درمان بیماری های پوستی سر، مفید می باشد.





نحوه استفاده از شانه نور درمانی

کمیته آموزش پرستاری و پزشکی

آدرس: خیابان وحدت اسلامی، میدان وحدت اسلامی،

بیمارستان تخصصی پوست رازی

تلفن: 55631465-55630174-55630223-55630853

تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی:

55609951-3

55696705-8

55630668-9

۵۵۶۳۰۶۶۵

پیامک: ۳۰۰۰۲۴۰

نوبت دهی اینترنتی:

Website: Razihos.tums.ac.ir

ایمیل: razihospital@sina.tums.ac.ir



نکات مهم:

- در زمان استفاده از شانه، چشمها حتما باید بسته باشد. می توانید داخل کابین از عینک مخصوص اشعه (UV400) استفاده کنید.
- حتما قبل و بعد از انجام نوردرمانی از کرم ضد آفتاب صورت استفاده نمایید.
- محافظت سر در مقابل نور آفتاب قبل و بعد از دریافت نور الزامی است.
- در صورت احساس سوزش، خارش و قرمزی سر، حتما به پرستار اطلاع دهید.
- از حمام آفتاب گرفتن یا رفتن به سالن های برنزه کننده پرهیزید.